


# CICSS-EX

## ナースコールシステム

サービス付き高齢者向け住宅や  
有料老人ホームに！



介護老人福祉施設や  
介護老人保健施設に！



睡眠見守りシステム

# みまもり~ふ

介護士のスマートフォン等からご利用者の  
覚醒・起き上がり・睡眠レベルなど確認できます。  
離床時・異常時にはプッシュ通知やメールでお知らせします。

医療機器 届出番号 一般医療機器 23B2X10030000001 製品型式「CS-1000」  
医療機器 届出番号 一般医療機器 23B2X10030000002 製品型式「CS-2000」

01

どこにいても安心  
プライバシーに  
配慮した見守りを

ご利用者にとって施設は、ケアを受ける場であると同時に、日々の生活を送るプライベートな空間でもあるから。ご利用者のプライバシーに最大限配慮しながら、日常的に使うさまざまな機器と連動。もしものときの迅速なケアを可能にします。

02

ゆとりが生まれる  
限られたスタッフで  
きめ細やかなケアを

ご利用者一人ひとりの生活サイクルや身体状況を考慮して、きめ細やかな個別ケアを提供したい。そんな現場のニーズには、ムダな動きや重複した業務を省くことで解決策が見えてきます。

03

ずっと使える、頼れる  
ご利用者の介護度の  
変化にも対応


時間の経過とともに変化するご利用者の介護度。それに応じて必要なケアも変わります。そうした変化に柔軟に対応できるシステムが、ケア現場のパートナーには不可欠です。

ケアコム

TECHNO HORIZON  
Finefit Design



入居者個室




スタッフルーム

## 1 睡眠を見守る

スマートフォンからも  
睡眠状態を  
ご覧頂けます

リアルタイムで睡眠状態、  
生体情報(心拍、呼吸)の確認が行え、  
巡回・介助のタイミングの判断が  
しやすくなります。

また、睡眠時のデータから睡眠の質(睡眠クオリティ)の  
評価を行うことができ、利用者に合わせた  
介護プランの作成に活用できます。




リアルタイムで心拍、呼吸、睡眠状態、離床中が確認でき、  
いち早く異常の確認が可能です。



睡眠時間

昼間寝てしまったため、  
夜眠れなくなった。  
生活リズムの乱れをキャッチ。

生活のリズムの確認ができ、  
介護プランの作成に  
役立つほか介護日誌の  
作成のお手伝いができます。



睡眠クオリティ

離床回数が多い!よく眠れていない!

覚醒、睡眠のみではなく  
睡眠時の状態もわかります。  
これらのデータを使い  
睡眠クオリティを評価できます。

## 2 離床を見守る

ベッドから起き上がりを検知し、メールでお知らせします。  
また、不在情報もリアルタイムで確認可能です。




高速離床検知(3秒)が可能となっております。高速離床・起き上がり  
を検知しリアルタイムで状態の確認。転倒・転落事故率減に寄与します。

注)検知時間はセンサ部での検知時間でありメール発信までは通信環境に  
依存します。

注)本製品は体動センサのため、生命に関わる診断にはご利用できません。

## 3 健康を見守る

睡眠中の心拍動「ゆらぎ」を解析することにより  
異変リスクを察知し、健康状態を把握できます。  
また、心拍、呼吸のトレンドグラフが作成できます。



睡眠中の心拍動「ゆらぎ」を解析することによる体調状態の判定が  
できます。睡眠中の心拍、脈拍のトレンドグラフの作成ができ、睡眠時の  
異常が確認できます。

注)本製品は疾病の診断にはご利用できません。体調変化がみられる場合には、  
医師への相談・指示に従ってください。

CICSS-EX ナースコールシステムは、製造・販売元:株式会社ケアコムの商品です。  
みまもり〜ふと専用ソフトウェアは、製造・販売元:テクノホライズン株式会社の商品です。

販売店

TECHNO HORIZON

Finefit Design

テクノホライズン株式会社 ファインフィットデザインカンパニー

〒457-0078 愛知県名古屋市区南区塩屋町一丁目3番地4  
<https://www.technohorizon.co.jp/products/medical/>

✉ [medicalsales@th-grp.jp](mailto:medicalsales@th-grp.jp)